

GARANZIA

Il sedile per doccia è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare il sedile per doccia munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This shower bench has **2-YEAR** warranty from the purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In case you need to get your shower bench repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

• RV7027 Puntale in gomma - 4 pezzi

SPARE PARTS

• RV7027 Rubber tip - 4 pieces



MORETTI



MOPEDIA

CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.



• RS929



• RS927



• RS 933



• RS931



RS927



A 900223090

RS929



A 900223140

RS931



A 900223189

RS933



A 900224039

SEDILI PER DOCCIA MANUALE D'ISTRUZIONI

SHOWER BENCHES INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meieto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RS927-929-931-933

Grazie per aver acquistato la sedia per doccia della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzata per aiutare persone con difficoltà di movimento. E' costruita in tubi di alluminio anodizzato con seduta in plastica e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5 cm:

- **RS tutti i modelli** da 37 a 47 cm

Regolazione dell'altezza

Premere il fermo per regolare la seduta sfilando la canna e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna. Controllare che tutte le quattro gambe abbiano la stessa altezza. Peso massimo sopportabile 130 kg.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Pulizia

Utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti. Si raccomanda di non immergere completamente il sedile in acqua. Far scolare l'acqua dopo ogni utilizzo ed asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi o a base di candeggina, potrebbero rovinare o scolorire la superficie.

Avvertenze

Il fabbricante e il distributore declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.
- In caso di dubbi sull'utilizzazione, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti.
- Non conservare il prodotto all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato dei puntali di gomma.

I class medical device
according to ECC directive 93/42

Codes RS927-929-931-933

Thank you for purchasing shower bench **MOPEDIA** by Moretti, manufactured to help people with movement difficulty. It is realised in anodized aluminium tubing frame with plastic seat. It is provided with non-slip rubber tips. Adjustable height every 2,5 cm:

- **RS all models** from 37 to 47 cm

To adjust the height

Push the button to adjust the height. Draw out the stick paying attention to the corresponding holes up to the desired height which should reflect user's needs. Then leave the push button to fix the stick again. Repeat described procedure for each leg, at the end, check that all four legs have the same height. Maximum endurable weight 130 kg.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Cleaning

Use a damp cloth and a normal detergent. We recommend not to submerge the seat in the bath water, drain the seat tubes after use and dry the seat thoroughly. Don't use harsh abrasives or bleach based cleaners which may cause damage or discoloration.

Warning

The manufacturer and distributor decline all responsibility for any consequences resulting from an incorrect use of this product.

- Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.
- If you have any doubts about the use, adjustment or maintenance of the product, please contact your dealer.
- Worn, damaged or missing components must be replaced.
- Do not store the product outdoors.
- Periodically check the stability of the product and that the screws are properly tightened and the rubber caps ends in good conditions.