




KYARA®



LTK600



LTK610



LTK615

BILANCIA PESAPERSONE

MANUALE DI ISTRUZIONI



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

INDICE

INTRODUZIONE	pag.4
DESTINAZIONE D'USO	pag.4
AVVERTENZE GENERALI	pag.4
DESCRIZIONE DELLE PARTI	pag.4
LTK600.....	pag.4
LTK610.....	pag.5
LTK615.....	pag.5
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO	pag.5
Installazione batterie.....	pag.5
MODALITA' D'USO	pag.5
LTK600.....	pag.5
LTK610.....	pag.6
LTK615.....	pag.6
PULIZIA	pag.7
CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.7
CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.7
LTK600.....	pag.7
LTK610.....	pag.8
LTK615.....	pag.8
GARANZIA	pag.9

CODICI

LTK600 Bilancia pesapersona con pedana in plastica

LTK610 Bilancia pesapersona con pedana in vetro quadrata

LTK615 Bilancia pesapersona con pedana in vetro rotonda

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Bilancia pesapersona della linea **KYARA** by MORETTI S.p.A. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la bilancia in questione. In caso di dubbi Vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA CONTROLLARE CHE TUTTE LE PARTI DEL VOSTRO PRODOTTO NON ABBIANO SUBITO DANNI DURANTE LA SPEDIZIONE. IN CASO DI DANNI NON UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONTATTARE IL RIVENDITORE PER ULTERIORI ISTRUZIONI.

DESTINAZIONE D'USO


Questa Bilancia è destinata al rilevamento del peso corporeo di tutte le persone con la sola limitazione per quanto riguarda la portata massima (vedere paragrafo delle Caratteristiche tecniche).

AVVERTENZE GENERALI


- E' vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche
- NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali
- Non salire sulla pedana della bilancia con i piedi bagnati oppure umidi

DESCRIZIONE DELLE PARTI

LTK600



- A** - Display digitale retro illuminato
- B** - Pedana
- C** - Selettore (Lb-Kg-St) = Libbra-Kilogrammo-Stone
- D** - Vano porta batterie (4 batterie 1,5 V tipo AAA non incluse)

LTK610


- A** - Display digitale
- B** - Pedana
- C** - Vano porta batterie
(1 batteria 3V al litio
CR2032 inclusa)

N.B. ALL'INTERNO DEL VANO PORTA BATTERIE È PRESENTE UN SELETTORE PER SCEGLIERE L'UNITÀ DI MISURA (LB-ST-KG) LIBBRA - STONE - KILOGRAMMO


LTK615

- A** - Display digitale
- B** - Pedana
- C** - Vano porta batterie
(1 batteria 3V al litio
CR2032 inclusa)
- D** - Pulsante per scegliere
l'unità di misura (Lb-St-Kg)
Libbra-Stone-Kilogrammo

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Installazione batterie

Questi tipi di bilance non richiedono operazioni particolari di assemblaggio ad esclusione dell'installazione delle batterie che deve essere eseguita rispettando il tipo e il modello dichiarati in questo manuale d'uso e la polarità contrassegnata nel relativo vano porta batterie.

MODALITA' D'USO
LTK600

1. Installare 4 batterie "AAA" nel vano porta batterie rispettando la polarità indicata.
2. Selezionare l'unità di misura corretta sul retro della bilancia agendo sull'apposito interruttore (**LB=Libbra/KG=Kilogrammo/ST= Stone**)

N.B. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA AL MOMENTO DEL PRIMO UTILIZZO DEL PRODOTTO.

3. Posizionare la bilancia su di una superficie piana e pulita
4. Salire sulla pedana della bilancia con entrambi i piedi cercando di rimanere il più possibile immobili

5. Si accenderà quindi la retroilluminazione del display e la bilancia effettuerà la misurazione del peso
6. Una volta misurato il peso il display lampeggerà tre volte e poi indicherà in maniera continua il valore rilevato
7. Il valore del peso rimarrà visualizzato sul display per circa 5 secondi, dopodiché la bilancia si spegnerà per preservare l'energia delle batterie
8. Per effettuare un'ulteriore misurazione è sufficiente salire di nuovo sulla pedana della bilancia

LTK610

1. Installare 1 batteria 3V al litio CR2032 nel vano porta batterie rispettando la polarità indicata
2. Selezionare l'unità di misura corretta sul retro della bilancia agendo sull'apposito interruttore che si trova sempre all'interno del vano porta batterie
(LB = Libbra / KG = Kilogrammo / ST = Stone)

N.B. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA AL MOMENTO DEL PRIMO UTILIZZO DEL PRODOTTO

3. Posizionare la bilancia su di una superficie piana e pulita
4. Esercitare una leggera pressione sulla pedana della bilancia in modo tale da far attivare il display
5. Al momento che il display visualizza "0.0" salire sulla pedana della bilancia con entrambi i piedi cercando di rimanere il più possibile immobili
6. Una volta misurato il peso il display lampeggerà tre volte e poi indicherà in maniera continua il valore rilevato
7. Il valore del peso rimarrà visualizzato sul display per circa 5 secondi, dopodiché la bilancia si spegnerà per preservare l'energia delle batterie
8. Per effettuare un'ulteriore misurazione ripetere la procedura dal punto "4"

LTK615

1. Installare 1 batteria 3V al litio CR2032 nel vano porta batterie rispettando la polarità indicata
2. Utilizzando il pulsante sul retro della bilancia selezionare l'unità di misura
(LB = libbra / KG = Kilogrammo / ST = Stone)

N.B. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA AL MOMENTO DEL PRIMO UTILIZZO DEL PRODOTTO

3. Posizionare la bilancia su di una superficie piana e pulita
4. Esercitare una leggera pressione sulla pedana della bilancia in modo tale da far attivare il display
5. Salire sulla pedana della bilancia con entrambi i piedi cercando di rimanere il più possibile immobili
6. Si accenderà quindi il display e la bilancia effettuerà la misurazione del peso
7. Una volta misurato il peso il display lampeggerà tre volte e poi indicherà in maniera continua il valore rilevato
8. Il valore del peso rimarrà visualizzato sul display per circa 5 secondi, dopodiché la bilancia si spegnerà per preservare l'energia delle batterie
9. Per effettuare un'ulteriore misurazione salire di nuovo sulla bilancia

PULIZIA

Per la pulizia della bilancia utilizzare esclusivamente un panno umido e detersivi neutri. Successivamente asciugare bene prima di utilizzare il dispositivo.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE - (Direttiva 2006/66/CE)

Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LTK600

Dimensioni	330 x 330 x 25 mm
Peso	1 Kg
Portata max	180 Kg
Risoluzione min.	100 g
Display	Digitale LCD 4"
Alimentazione	4 batterie 1,5 V tipo AAA

Funzioni particolari

- Accensione a contatto con il piede
- Indicatore di batteria scarica e sovraccarico
- Azzeramento e spegnimento automatico
- Unità di misura a scelta tra Kg/Lb/St

LTK610

Dimensioni	300 x 300 x 30 mm
Peso	1,5 Kg
Portata max	150 Kg

Risoluzione min.	100g
Display	Digitale LCD 2,5"
Alimentazione	1 batteria 3V al litio modello CR2032

Funzioni particolari

- Sensore di misurazione ad alta precisione
- Unità di misura a scelta tra Kg/Lb/St
- Indicatore di batteria scarica e sovraccarico

LTK615

Dimensioni	Diametro di 330 mm x 20 mm di altezza
Peso	1,5 Kg
Portata max	150 Kg
Risoluzione min.	100 g
Display	Digitale LCD 3"
Alimentazione	1 batteria 3V al litio modello CR2032

Funzioni particolari

- Sensore di misurazione ad alta precisione
- Accensione a contatto con il piede
- Unità di misura a scelta tra Kg/Lb/St
- Indicatore di batteria scarica e sovraccarico
- Azzeramento e spegnimento automatico

GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

GARANZIA DELLE BATTERIE RICARICABILI (SE PREVISTE)

Le batterie originali e quelle di ricambio sono coperte da una garanzia di 90 (novanta) giorni in relazione alle prestazioni e di 6 (sei) mesi in relazione a difetti di costruzione o secondo quanto richiesto dalle norme di legge. Se si lasciano inutilizzate per più di tre mesi consecutivi batterie completamente cariche, la garanzia viene automaticamente annullata. Se si lasciano inutilizzate per più di tre giorni consecutivi batterie completamente scariche, la garanzia viene automaticamente annullata.

RIPARAZIONI

Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

Ricambi

I ricambi originali MORETTI sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com


MADE IN P.R.C.



KYARA®



LTK600



LTK610



LTK615

BATHROOM SCALE INSTRUCTION MANUAL



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

INDEX

INTRODUCTION	pag.14
INTENDED USE	pag.14
GENERAL WARNINGS	pag.14
DESCRIPTION OF PARTS	pag.14
LTK600	pag.14
LTK610	pag.15
LTK615	pag.15
ASSEMBLIG INSTRUCTION	pag.15
Battery Installation	pag.15
HOW TO USE	pag.15
LTK600	pag.15
LTK610	pag.16
LTK615	pag.16
CLEANING	pag.16
CONDITIONS OF DISPOSAL	pag.16
TECHNICAL FEATURES	pag.17
LTK600	pag.17
LTK610	pag.17
LTK615	pag.18
WARRANTY	pag.19

CODES

- LTK600** Bathroom Scale with plastic platform
LTK610 Bathroom scale with square glass platform
LTK615 Bathroom scale with round glass platform

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a **KYARA** bathroom scale by MORETTI S.p.A. This instruction manual contains advices and for your safety and for a correct use of the aid. We recommend reading thoroughly the instruction manual before using the bath lift. In case of doubts, contact your retailer. In case of doubts, we recommend to contact the dealer, who can help and advice you properly.

NOTE CHECK ALL PARTS TO VERIFY IT WON'T BE ANY SHIPPING DAMAGE. IN CASE OF SHIPPING DAMAGES, DO NOT USE. CONTACT THE DEALER FOR FURTHER INSTRUCTIONS. SHIPPING. IN CASE OF DAMAGE, PLEASE DO NOT USE THE DEVICE AND CONTACT YOUR DEALER FOR FURTHER INSTRUCTIONS.

INTENDED USE


This scale is intended to detect the weight of all the people, with only the maximum capacity limitation (see technical features).

GENERAL WARNINGS


- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. MORETTI S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product. The manufacturer can modify the device or the instruction manual without prior notification.
- Do NOT install or use the device before reading and understanding this manual. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional dealer or technical personnel before attempting to install this equipment to avoid injure or damage
- Do not step on the scales with wet or dump feet.

DESCRIPTION OF PARTS

LTK600



- A** -Digital display with backlight
B -Footboard
C -Selector (Lb-Kg-St) =
 Pound-Kilogram-Stone
D -Battery compartment
 (4 batteries 1,5 V
 type AAA not included)

LTK610


- A** - Digital display
- B** - Footboard
- C** - Battery compartment
(1 lithium battery 3V
CR2032 included)

NOTE INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT, THERE IS A SELECTOR TO CHOOSE THE UNITS (LB-ST-KG) POUND-STONE- KILOGRAM.

LTK615


- A** - Digital display
- B** - Footboard
- C** - Battery compartment
(1 lithium battery 3V
CR2032 included)
- D** - Button to select the units
(Lb-St-Kg)
Pound-Stone Kilogram

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Battery installation

These kind of scales do not require special assembly operations, excluding the installation of the batteries that must be completed in the type and model stated in this manual and the polarity marked on the battery compartment.

HOW TO USE

LTK600

1. Install 4 "AAA" batteries in the battery compartment, matching the indicated polarity. Select the correct units on the back of the balance acting on the switch (LB = LB / KG = KG / ST = Stone) Please note that this must be done only once, during the first usage
2. Place your scale on a flat and clean surface
3. Step on the scale and put your feet evenly on the scales without moving
4. The back light will switch on and your correct weight will be displayed
5. Once it measured the weight, the display will flash three times and then it will continuously indicate the measured value

6. The weight will be displayed for about 5 seconds, then the scales will turn off in order to conserve battery power
7. To make an additional measurement, you have to get back again on the scale platform

LTK610

1. Install no.1 3V CR2032 lithium battery in the battery compartment, matching the indicated polarity
2. Select the correct units on the back of the balance acting on the switch that is always located inside the battery compartment (LB = LB / KG = KG / ST = Stone)
3. Please note that this must be done only once, during the first usage.
4. Place your scale on a flat and clean surface.
5. Switch on the scales by a slight tap on the glass platform.
6. When the display will show "0.0", step on the scale and put your feet evenly on the scales without moving
7. The weight will be displayed for about 5 seconds, then the scales will turn off in order to conserve battery power
8. To make an additional measurement, please repeat the procedure from point "4"

LTK615

1. Install no.1 3V CR2032 lithium battery in the battery compartment, matching the indicated polarity
2. Switch on the scales by a slight tap on the glass platform (LB= libbra / KG= Kilogrammo / ST= Stone)
3. Please note that this must be done only once, during the first usage
4. Place your scale on a flat and clean surface
5. When the display will show "0.0", step on the scale and put your feet evenly on the scales without moving
6. The display will switch on and your correct weight will be displayed.
7. Once it measured the weight, the display will flash three times and then it will continuously indicate the measured value
8. The weight will be displayed for about 5 seconds, then the scales will turn off in order to conserve battery power
9. To make an additional measurement, please repeat the procedure from point "4"

CLEANING

For the scale cleaning, use only a damp cloth and mild detergents. Then dry thoroughly before using the device.

CONDITIONS OF DISPOSAL

INSTRUCTIONS FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2002/96/EC

At the end of its life, the product should not be disposed of as waste. It can be taken to the special collection points, set up by municipalities or to a dealer providing this service. The separate disposal of the product avoids possible negative consequences for the environment and human health, deriving from inappropriate disposal and it allows you to recover the materials it is made in order to obtain significant savings in energy and resources. To emphasize the need to dispose of medical equipment separately, the product is marked with

the crossed out wheeled bin.

TREATMENT OF USED BATTERIES - (Directive 2006/66/EC) 

This symbol on the product indicates that the batteries should not be treated as household waste. Making sure the batteries are properly disposed of will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal. The recycling of materials will help to protect natural resources. Give the batteries to the collection points for recycling. For more detailed information about the disposal of batteries or product, please contact your municipality, waste disposal service or the shop where you purchased the unit.

TECHNICAL FEATURES

LTK600

Dimensions	330 x 330 x 25 mm
Weight	1 Kg
Max. loading weight	180 Kg
Min. resolution	100 g
Display	Digital LCD 4"
Supply	4 batteries 1,5 V type AAA

Special features

- Switching on by foot contact
- Low battery and overload indicator
- Auto reset and power off
- Units to be chosen among Kg/Lb/St

LTK610

Dimensions	300 x 300 x 30 mm
Weight	1,5 Kg
Max. loading weight	150 Kg
Min. resolution	100 g
Display	Digital LCD 2,5"
Supply	1 lithium battery 3V model CR2032

Special features

- High-precision sensor
- Units to be chosen among Kg/Lb/St
- Low battery and overload indicator

LTK615

Dimensions	Diameter 330 mm x 20 mm high
Weight	1,5 Kg
Max. loading weight	150 Kg
Min. resolution	100 g
Display	Digital LCD 3"
Supply	1 lithium battery 3V model CR2032

Special features

- High-precision sensor
- Switching on by foot contact
- Units to be chosen among Kg/Lb/St
- Low battery and overload indicator
- Auto reset and power off

WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be apply in the event damages caused by improper use, abuse or alteration, and for the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible of consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation with mistaken installation or with device improper use.

Moretti does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, alteration not authorized, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

RECHARGEABLE BATTERY WARRANTY (IF INCLUDED)

The original and rechargeable batteries are under a 90 days warranty referring to performances and a 6 month warranty referring to production defects or according to the law requests.

If charged batteries are not used for more than 3 months, the warranty lapses.

If law batteries are not used for more than 3 days, the warranty lapses.

REPAIRING

Warranty repair

If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will estimate with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, could repair or replace the item, with a Moretti dealer or with own base. Labor cost can be in charge to Moretti if the repair is cover from warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

Repair not cover from warranty

A product without warranty can be given back after Moretti authorization. The labor and shipping costs for a bath lift out of warranty are to be payed by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months as from the good received.

Non-defective device

The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be payed by the customer.

Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months as from the receiving date.

EXEMPT CLAUSES

Moretti doesn't offer any other declarations, warranty or conditions, explicit or implicit, including possible declarations, warranties or condition of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti doesn't guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be fixed by according to the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow to limit the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchasing date _____

Authorized dealer _____

Street _____ **Place** _____

Sold to _____

Street _____ **Place** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com