



LEVITAS®

MA ST721-1e2_03 A_04-2013

**CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN NEOPRENE
MANUALE D'ISTRUZIONE**

**NEOPRENE AIR CELLS CUSHION
INSTRUCTION MANUAL**

INDICE

1. Introduzione	pag. 3
2. Destinazione d'uso.....	pag. 3
3. Dichiarazione di conformità CE.....	pag. 3
4. Avvertenze generali.....	pag. 4
5. Descrizione generale.....	pag. 4
6. Prima di ogni uso.....	pag. 4
7. Avvertenze per l'utilizzo	pag. 4
8. Modalità d'uso.....	pag. 4
8.1 Raccomandazioni	pag. 5
8.2 Consigli	pag. 5
8.3 Utilizzo della fodera	pag. 5
9. Manutenzione	pag. 6
10. Istruzioni per la riparazione.....	pag. 6
11. Pulizia e disinfezione.....	pag. 6
11.1 Cuscino	pag. 6
11.2 Fodera	pag. 6
12. Condizioni di smaltimento generali	pag. 6
13. Parti di ricambio e accessori	pag. 7
14. Caratteristiche tecniche	pag. 7
15. GARANZIA.....	pag. 7
15.1 Riparazioni	pag. 7
15.2 Ricambi.....	pag. 8
15.3 Clausole esonerative	pag. 8

Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

ST721/1 Cuscino a bolle d'aria in neoprene a 1 sezione

44x39,5 cm - h=6,5 cm (celle gonfie) - h=7,3 cm (celle sgonfie) 8x7 celle

ST721/2 Cuscino a bolle d'aria in neoprene a 2 sezioni

44x39,5 cm - h=6,5 cm (celle gonfie) - h=7,3 cm (celle sgonfie) 8x7 celle

1. Introduzione

Grazie per aver scelto un cuscino a bolle d'aria in neoprene della linea LEVITAS by Moretti S.p.A. I cuscini Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il cuscino antidecubito. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

2. Destinazione d'uso

Il cuscino a bolle d'aria della linea **LEVITAS** by Moretti è progettato per assicurare l'equilibrio del paziente e per proteggerlo dal rischio di formazione di piaghe da decubito e dalle lesioni dei tessuti.

Chi può utilizzare il cuscino a bolle d'aria?

- Chiunque si trovi a disagio stando seduto
- Chi usa la carrozzina
- Chiunque debba stare seduto per un periodo prolungato (per esempio dopo un incidente o una malattia, anziani ecc..)
- Chiunque rischi di sviluppare piaghe da decubito
- Chiunque debba adeguare l'obliquità pelvica

Per quale motivo usiamo i cuscini a bolle d'aria?

- Per posizionare la zona pelvica e gli arti inferiori correttamente. Il pelvico e gli arti inferiori formano una base solida sulla quale sono bilanciati il tronco, la testa, il collo e gli arti superiori.
- Per ridurre la pressione d'appoggio
- Per prevenire la lesione della pelle



RICORDIAMO IN OGNI CASO CHE IL MODO PIU' EFFICACE DI PREVENIRE LO SVILUPPO DELLE PIAGHE DA DECUBITO E' CAMBIARE COSTANTEMENTE I PUNTI DI PRESSIONE E D'APPOGGIO FACENDO ALZARE REGOLARMENTE IL PAZIENTE

3. Dichiarazione di conformità CE

La Moretti S.p.a. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa Moretti S.p.a. e facenti parte della famiglia Cuscini a bolle d'aria sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE del 14 Giugno 1993 riguardante i dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

4. Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

5. Descrizione generale

I cuscini a bolle d'aria in neoprene sono studiati per avere un microinterscambio di aria verso l'esterno (circa 20cc/cm² per ora) che mantiene il paziente sempre asciutto e garantisce il massimo confort. Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Inoltre il cuscino a bolle d'aria si adatta alle forme personali dei pazienti e consente ai punti ischiatici di immergersi completamente nel cuscino.

I cuscini a bolle d'aria sono di due tipi:

- **ST721/1** 1 sezione
- **ST721/2** 2 sezioni

Il kit dei cuscini a bolle d'aria è composto da:

- 1 cuscino a bolle d'aria in neoprene
- 1 fodera (**ST781**)
- 1 pompetta (**ST727**)
- 1 kit di riparazione
- 1 manuale istruzioni

6. Prima di ogni uso

- Assicurarsi che il cuscino non presenti danni tali da comprometterne il funzionamento
- Verificare il corretto gonfiaggio del cuscino
- Controllare che non vi siano oggetti sopra al cuscino prima di sedersi

7. Avvertenze per l'utilizzo

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
- Evitare l'esposizione al sole e a fonti di calore
- Il peso massimo sopportato dal cuscino a bolle d'aria è di 200 Kg. Non sovraccaricare
- Non utilizzare il cuscino nel caso in cui sia danneggiato
- Per motivi di igiene, ciascun cuscino deve essere utilizzato su un solo paziente e va pulito regolarmente
- Tenere il cuscino lontano da oggetti taglienti
- Non utilizzare il cuscino dopo aver superata la data di massimo utilizzo (5 anni)
- Prima di sedersi, assicurarsi che nessun oggetto insolito sia lasciato sul cuscino
- Il cuscino deve essere utilizzato singolarmente, non usare con altre apparecchiature di riscaldamento o di congelamento.
- Utilizzare il cuscino sempre provvisto di fodero antiscivolo per evitare incidenti, si prega di non sedersi sul cuscino senza copertura!







8. Modalità d'uso

Tutti i cuscini a bolle d'aria sono completi di pompa per il gonfiaggio.

1. Svitare la ghiera presente sulla parte terminale della pompetta (ruotandola in senso antiorario), inserire il raccordo del cuscino all'interno della pompetta, quindi stringere nuovamente la ghiera ruotandola in senso orario
2. Sollevare la levetta posizionata in testa alla pompetta

3. Ruotare la valvola in cima al raccordo sul cuscino in senso antiorario (fig.1)
4. Gonfiare lentamente il cuscino finché non è completamente pieno d'aria. Non eccedere con il gonfiaggio delle celle. Se viene usato il manometro* di controllo per la pressione del cuscino, sedersi sopra il cuscino e gonfiare, finché il livello di pressione non raggiunga i 30~50 mmHg
5. Richiudere la valvola sul raccordo del cuscino ruotandola in senso orario
6. Abbassare la leva della pompa e toglierla dalla valvola del cuscino (se è necessario svitare nuovamente la ghiera in cima alla pompetta). Per cuscini con più di una valvola, ripetere la procedura dal punto 1
7. Inserire il cuscino all'interno della fodera (fig.2)
8. Posizionare il cuscino sulla carrozzina e posizionarvi il paziente a sedere assicurandosi che la zona pelvica abbia un appoggio totale (fig.3)
9. Per il corretto gonfiaggio del cuscino, controllare che il corpo del paziente sia immerso nelle celle d'aria per 1-2 cm e che nessuna parte del corpo sia a contatto con la base del cuscino. Per far ciò si consiglia di utilizzare il palmo della mano inserendolo tra il cuscino ed il corpo del paziente
10. Aggiustare la pressione per garantire la massima comodità del paziente. Nel caso in cui sia necessario sgonfiare leggermente il cuscino, svitare la valvola sul raccordo lasciando fuoriuscire l'aria in eccesso (fig.4)
11. Avvertenze (fig.5)

* Il manometro di controllo della pressione del cuscino è un accessorio opzionale (ST726)



8.1 Raccomandazioni

Regolare la pressione del cuscino con la pompa per il gonfiaggio ogni giorno.

8.2 Consigli

1. Per la massima efficacia usare il manometro di controllo della pressione del cuscino (OPZIONALE) e verificarne il livello con l'aiuto della scala del manometro. Assicurare che le zone di pressione non abbiano punti di contatto con la base del cuscino
2. In caso di cambiamento di temperatura o d'altitudine controllare la pressione del cuscino

8.3 Utilizzo della fodera

Ogni cuscino a bolle d'aria viene fornito completo di una fodera per aiutare a proteggerne la superficie. Il fondo della fodera è realizzato in materiale antiscivolo che fissa il cuscino sulla sedia ed aiuta ad aumentare la stabilità dell'utente.

Per coprire il cuscino con la fodera, seguire le seguenti istruzioni:

1. Distendere la fodera con la base nera anti-scivolo verso il basso e lo zip sopra
2. Inserire il cuscino a bolle d'aria, con il lato delle bolle rivolto verso l'alto
3. Assicurarsi che le valvole rimangano verso l'esterno (far passare le valvole attraverso i rispettivi fori presenti sulla fodera)
4. Premere il cuscino delicatamente nella fodera. Può essere necessario scuotere leggermente alcune volte il cuscino
5. Chiudere lo zip attentamente. Il cuscino adesso è pronto per l'uso

9. Manutenzione

I dispositivi della linea LEVITAS by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per la sicurezza del paziente si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro dispositivo. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

10. Istruzioni per la riparazione

1. Sgonfiare il cuscino
2. Prendere un pezzo di carta smerigliata fine e strofinare delicatamente la zona finché sarà liscia
3. Spalmare un sottile strato di colla sulla zona danneggiata e sulla toppa a disposizione
4. Attendere 30 minuti; assicurarsi che la colla sia definitivamente asciutta prima di gonfiare nuovamente il cuscino
5. Se il cuscino viene forato accidentalmente e il diametro della zona del danno è inferiore a 1 cm, utilizzare la toppa fornita con il cuscino per evitare che il danno diventi più grande
6. Se il diametro della zona danneggiata è superiore ad 1 cm, smettere di utilizzare il cuscino

11. Pulizia e disinfezione

11.1 Cuscino

1. Lavare il cuscino con acqua e detersivo neutro
2. Strofinare il cuscino con un panno umido e risciacquare con acqua fredda
3. Asciugare all'aria

Attenzione!

1. Non usare un detersivo non neutro
2. Non lavare in lavatrice
3. Non usare un autoclave a vapore o a calore per pulire il cuscino
4. Tenere lontano dalla luce diretta del sole

11.2 Fodera

1. Lavare in lavatrice ad acqua fredda con detersivo liquido o in polvere
2. Asciugare all'aria

Attenzione!

1. Non usare asciugacapelli, riscaldamento o candeggina
2. Non stirare

12. Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

13. Parti di ricambio e accessori

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti

14. Caratteristiche tecniche

MATERIALE	Neoprene
DIMENSIONI	44 x 39,5 x 6,5 (h) cm (gonfio) 44 x 39,5 x 7,3 (h) cm (sgonfio)
PESO MAX CONSENTITO	200 Kg
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	0-40 °C + 10%
UMIDITA' DI CONSERVAZIONE	10-90% RH +10%

15. Garanzia

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

15.1 Riparazioni

Riparazione in garanzia: Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia: Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi: Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

15.2 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

15.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN TAIWAN

INDEX

1. Introduction	pag. 11
2. Intended use.....	pag. 11
3. EC declaration of conformity.....	pag. 11
4. General warnings.....	pag. 12
5. General description.....	pag. 12
6. Before use.....	pag. 12
7. Using Warnings	pag. 12
8. How to use	pag. 12
8.1 Recommendation	pag. 13
8.2 Suggestion	pag. 13
8.3 Use of the cover.....	pag. 13
9. Maintenance.....	pag. 13
10. How to repair the cushion.....	pag. 13
11. Cleaning and disinfection	pag. 14
11.1 Cushion	pag. 14
11.2 Cover	pag. 14
12. Conditions of disposal.....	pag. 14
13. Spare parts/accessories.....	pag. 14
14. Technical features.....	pag. 14
15. Warranty	pag. 15
15.1 Repairing.....	pag. 15
15.2 Spare parts	pag. 15
15.3 Exempt clauses.....	pag. 15

I Class Medical Device according to Directive 93/42/EEC and further modifications

ST721/1 Neoprene air cells cushion 1 section

44x39,5 cm - h=6,5 cm (inflated) - h=7,3 cm (deflated) - 8x7 cells

ST721/2 Neoprene air cells cushion 2 section

44x39,5 cm - h=6,5 cm (inflated) - h=7,3 cm (deflated) - 8x7 cells

1. Introduction

Thank you for purchasing a LEVITAS neoprene air cells cushion by Moretti S.p.A. product range. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

2. Intended use

The LEVITAS by Moretti air cells cushion is conceived for the patient balance and for the protection against bed sores and tissue injuries. It guarantees an undifferentiated weight distribution, thanks to the pressure support in every position. The cushion follows the body of the patient and the ischemic parts can sink into it.

Who can use the air cells cushion?

- Everyone who has problems being seated
- For wheelchair users
- For anyone that need to stay seated for a long period (e.g. for the aftercare of an incident or an illness, elderly people, etc.)
- For anyone risking to develop pressure sores
- For anyone has to adjust pelvic obliquity

Why do we use air cells cushions?

- We use it to position properly the pelvic zone and the lower limbs. Pelvic zone and lower limbs are a solid base for trunk, head, neck and upper limbs
- For pressure relief
- For prevention of skin injuries



WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE MOST EFFECTIVE WAY TO PREVENT THE DEVELOPMENT OF BED SORES IS TO CHANGE OFTEN POSITION, MOVING THE PATIENT FREQUENTLY

3. EC declaration of conformity

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the air cells cushions category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. The devices in question **ARE NOT MEASUREMENT DEVICES**
3. The devices in question **ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION**
4. The devices in question are sold in **NON STERILE** packing
5. The devices in question should be considered as belonging to class I
6. **DO NOT** use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications

4. General warnings

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual.
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use of the air cell cushion
- Keep the packed cushion away from heat sources
- SERVICE LIFE- the air cells cushion use limit is defined by the wear of the parts
- Pay attention to the presence of children

5. General description

The neoprene air cells cushion operates with an outward air micro-interchange (around 20cc/cm² per hour) which maintains the patient dry and guarantee him the best comfort. It guarantees a perfect weight distribution, exploiting to the utmost pressure relief in every position. It adapts itself to the individual shapes of the patient and allows the full immersion of the ischials.

The air cells cushion are:

- **ST721/1** 1 section
- **ST721/2** 2 sections

The kit is composed by:

- 1 neoprene air cells cushion
- 1 cover (**ST781**)
- 1 pump (**ST727**)
- 1 repairing kit
- 1 instruction manual

6. Before use

- Ensure the cushion doesn't have any damages which can compromise the operation
- Verify the cushion is correctly inflated
- Verify that any object is on the cushion before have seat

7. Using Warnings

- Always make reference to the manual before use
- Always pay attention to the presence of children
- Protect the cushion from sharp objects
- Avoid the exposure to the sun and to heat sources
- Cushion max loading weight is 200 kg. Do not overload
- Do not use the cushion if damaged
- Do not use devices for surfaces heating or cooling-off







8. How to use

The cushions are equipped with inflated pump

1. Open the pump ring counter clockwise and connect to the cushion . Close the pump ring turning it clockwise
2. Lift the lever situated on the pump head
3. Unscrew the valve on the top of the cushion (fig.1)
4. Inflate the cushion. Do not exceed with the inflation. If you use the manometer*, sit on the cushion and check the pressure reaches 30~50mmHg
5. Close the cushion valve
6. Press the lever and release the pump (if necessary open the pump ring). Repeat the process with other valves
7. Put the cushion into the cover. Cushion cover can protect your cushion to avoid it get dirty (fig.2)

8. Put the cushion on the wheelchair. Seat on the cushion check that pelvic zone is not in contact with the base (fig.3)
9. The patient is sank in the cushion for no more than 1-2cm. We suggest to put an hand between the patient and the cushion
10. Adjust the pressure in order to guarantee the best comfort. If necessary deflate by unscrewing the valve and let the air escape (fig.4)
11. Caution (fig.5)

*The manometer is an optional accessory (ST726)



8.1 Recommendation

Adjust cushion pressure with the pump every day

8.2 Suggestion

1. For the best use of the device, check the pressure of the cushion and verify it with the manometer scale (OPTIONAL). Be sure that the body is not in contact with the base of the cushion
2. Check cushion pressure if the environmental temperature or the altitude changed

8.3 Use of the cover

The air cushion is provided with a cover that protects the surface. The base of the cover is in nonslip material that blocks it on the chair and improves the balance of the user.

How to insert the cushion in the cover:

1. Lay the cover with the nonslip black base downward and the zip upward
2. Insert the cushion with the air cell side upward
3. Be sure that valves are placed outward (valves have corresponding holes in the cover)
4. Insert the cushion into the cover
5. Close the zip. The cushion is ready to use

9. Maintenance

The LEVITAS devices by Moretti are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years. In case of repair, use only original spare parts and accessories.

10. How to repair the cushion

1. Deflate the cushion

2. Scratch the damaged part with sandpaper until it's smooth
3. Spread a thin layer of glue in the damaged zone and in the patch
4. Wait for 30 minutes. Press the patch down firmly until a good seal is achieved
5. Wait for 30 minutes. Make sure the sealed area is totally dried before inflating

11. Cleaning and disinfection

11.1 Cushion

1. Clean the cushion with water and mild soap
2. Wipe the cushion with a damp cloth and rinse out with cold water
3. Dry it

Warning!

- Use mild soap
- Do not clean in the washing-machine
- Do not use an autoclave to clean the cushion
- Keep the product far from sun rays

11.2 Cover

1. Clean in the washing-machine with cold water and soap
2. Dry it

Warning!

- Do not use drier, heater or bleacher
- Do not iron

12. Conditions of disposal

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the air cushion in the appropriate disposal areas for recycling.

13. Spare parts/accessories

For spare parts and accessories refer to main catalogue

14. Technical features

MATERIAL	Neoprene
DIMENSION	44x39,5x6,5(h) cm (inflated) 44x39,5x7,3(h) cm (deflated)
MAX WEIGHT	200kg
STORAGE TEMPERATURE	0-40°C+10%
STORAGE HUMIDITY	10-90% RH+10%

15. Warranty

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Moretti warranty does not cover damages resulting from: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different

from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

15.1 Repairing

Warranty repair: If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti headquarters. Labor cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

Repair not covered by warranty: A product out of warranty can be sent after Moretti authorization. The labor and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

Non-defective device: The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be paid by the customer.

15.2 Spare parts

The original Moretti spare parts are under warranty for six months. Accruing from the arrival.

15.3 Exempt clauses

Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti does not guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow limiting the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN TAIWAN



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com