



**società  
forniture  
ospedaliere s.p.a.**

SFO Srl  
Viale delle Milizie, 32  
00192 Roma – Italy  
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362  
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com  
P.IVA 00879611002  
Reg.Imprese 00397400581

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### PMN NEOS – PMN NEOS TR CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

Rev. 00

15/01/2016

Codice	DESCRIZIONE
PX17027	PMN NEOS 41 Carrozzina pieghevole ad autospinta seduta cm.41
PX17028	PMN NEOS 43 Carrozzina pieghevole ad autospinta seduta cm.43
PX17029	PMN NEOS 45 Carrozzina pieghevole ad autospinta seduta cm.45
PX17030	PMN NEOS 51 Carrozzina pieghevole ad autospinta seduta cm.51
PX17031	PMN NEOS TR 41 Carrozzina pieghevole da transito seduta cm.41
PX17032	PMN NEOS TR 43 Carrozzina pieghevole da transito seduta cm.43
PX17033	PMN NEOS TR 45 Carrozzina pieghevole da transito seduta cm.45
PX17034	PMN NEOS TR 51 Carrozzina pieghevole da transito seduta cm.51

<b>Destinazione d'uso</b>	Carrozzine pieghevoli ad auto spinta e da transito indicate per l'utilizzo da parte di pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o permanenti. La scelta del particolare dispositivo deve essere effettuata da personale medico e tecnico specializzato in base alle effettive necessità del paziente ed in relazione alla patologia dello stesso.
<b>Descrizione</b>	Gli ausili della linea PMN NEOS/PMN NEOS TR comprendono carrozzine ad autospinta e da transito con telaio in acciaio a crociera singola (PMN NEOS 41/43/45/PMN NEOS TR 41/43/45) e a doppia crociera (PMN NEOS 51/PMN NEOS TR 51), con braccioli desk, pedane smontabili lateralmente con fascia ferma gambe. La versione PMN NEOS monta posteriormente ruote piene di diametro mm.600 e ruote anteriori piene del diametro di mm.200. La versione PMN NEOS TR monta posteriormente ruote piene di diametro mm.300 e ruote anteriori piene del diametro di mm.200. Le carrozzine della linea PMN NEOS/PMN NEOS TR sono disponibili con sedute di larghezza cm.41, 43, 45 e 51.
<b>Avvertenze e Controindicazioni</b>	Per un corretto utilizzo del dispositivo attenersi a quanto contenuto nel "Manuale di Istruzioni". Non sono state rilevate controindicazioni al di fuori dei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.



**società  
forniture  
ospedaliere s.p.a.**

SFO Srl  
Viale delle Milizie, 32  
00192 Roma – Italy  
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362  
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com  
P.IVA 00879611002  
Reg.Imprese 00397400581

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### PMN NEOS – PMN NEOS TR CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

Rev. 00

15/01/2016

Codice	ACCESSORI
<b>PX17100</b>	PEDANE REGOLABILI IN INCLINAZIONE E ALTEZZA CON REGGIGAMBE PER PMN EXTREME – EXTREME TR – NEOS – NEOS TR
<b>PX17101I</b>	BRACCIOLI DESK REGOLABILI IN ALTEZZA PER PMN EXTREME - EXTREME TR – NEOS – NEOS TR

#### RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE

##### CARROZZINA AD AUTOSPINTA PMN NEOS

<b>Produttore</b>	S.F.O. Società Forniture Ospedaliere S.r.l.
<b>Paese di produzione</b>	P.R.C. (People's Republic of China)
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Numero di repertorio</b>	1440238
<b>Codice classificazione CND</b>	Y122106
<b>Codice classificazione GMDN</b>	41622
<b>Codice nomenclatore</b>	12.21.06.039 + + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + (*) (* ) 12.24.06.175 +12.24.03.118 (solo PMN NEOS 51)

##### CARROZZINA AD AUTOSPINTA PMN NEOS TR

<b>Produttore</b>	S.F.O. Società Forniture Ospedaliere S.r.l.
<b>Paese di produzione</b>	P.R.C. (People's Republic of China)
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Numero di repertorio</b>	1440495
<b>Codice classificazione CND</b>	Y122103
<b>Codice classificazione GMDN</b>	41630
<b>Codice nomenclatore</b>	12.21.06.045 + + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + (*) (* ) 12.24.06.175 +12.24.03.118 (solo PMN NEOS TR 51)

#### RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI

**Smaltimento** : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell'ambiente.

#### CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce , in ambiente secco e lontano da fonti di calore.  
Non esporre a luce solare.  
Nel caso in cui la carrozzina venga usata di nuovo dopo periodo prolungato, verificare la funzionalità delle parti.



**società  
forniture  
ospedaliere s.p.a.**

SFO Srl  
Viale delle Milizie, 32  
00192 Roma – Italy  
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362  
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com  
P.IVA 00879611002  
Reg.Imprese 00397400581

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### PMN NEOS – PMN NEOS TR CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

Rev. 00

15/01/2016

#### MATERIALI PRINCIPALI

<b>Telaio e braccioli</b>	Acciaio con verniciatura a polveri epossidiche
<b>Seduta e schienale</b>	Nylon imbottito
<b>Pannelli laterali</b>	Plastica
<b>Braccioli</b>	PVC
<b>Cerchi posteriori</b>	Alluminio con raggi
<b>Cerchi anteriori</b>	Plastica
<b>Anello di spinta</b>	Acciaio verniciato (PMN NEOS 41-43-45-51)
<b>Ruote posteriori</b>	Poliuretano
<b>Ruote anteriori</b>	Gomma
<b>Pedane poggiapiedi</b>	Plastica

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Larghezza seduta</b>	cm.41	cm.43	cm.45	cm.51
<b>Larghezza totale PMN NEOS</b>	cm.61	cm.63	cm.65	cm.71
<b>Lunghezza max PMN NEOS (incluse pedane)</b>	cm.101	cm.101	cm.101	cm.101
<b>Lunghezza min PMN NEOS (escluse pedane)</b>	cm.92	cm.92	cm.92	cm.92
<b>Larghezza totale PMN NEOS TR</b>	cm.54	cm.56	cm.58	cm.64
<b>Lunghezza max PMN NEOS TR (incluse pedane)</b>	cm.87	cm.87	cm.87	cm.87
<b>Lunghezza min PMN NEOS TR (escluse pedane)</b>	cm.74	cm.74	cm.74	cm.74
<b>Altezza seduta da terra</b>	cm.50	cm.50	cm.50	cm.50
<b>Profondità seduta</b>	cm.40	cm.40	cm.40	cm.40
<b>Altezza schienale</b>	cm.41	cm.41	cm.41	cm.41
<b>Altezza totale</b>	cm.90	cm.90	cm.90	cm.90



**società  
forniture  
ospedaliere s.p.a.**

SFO Srl  
Viale delle Milizie, 32  
00192 Roma – Italy  
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362  
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com  
P.IVA 00879611002  
Reg.Imprese 00397400581

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### PMN NEOS – PMN NEOS TR CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

Rev. 00

15/01/2016

#### DATI TECNICI

<b>Peso</b>	Kg. 19,5
<b>Portata max</b>	Kg.120 (PMN NEOS/PMN NEOS TR 41-43-45) Kg.130 (PMN NEOS/PMN NEOS TR 51)
<b>Diametro tubi telaio</b>	mm.22
<b>Diametro tubi crociera</b>	mm.26
<b>Ruote anteriori</b>	8" – mm.200
<b>Ruote posteriori</b>	24" – mm.600 piene (PMN NEOS) 12" – mm.300 piene (PMN NEOS TR)

#### GARANZIA

24 mesi per difetti di fabbricazione, escluse parti soggette ad usura.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di S.F.O. Srl

#### PULIZIA

<b>Parti metalliche</b>	Usare acqua e detergente per auto
<b>Seduta e schienale nylon</b>	Per i rivestimenti in nylon usare sapone neutro con una spugna. Nel caso di disinfezione usare un panno morbido e detersivi/disinfettanti non aggressivi.

#### MANUTENZIONE

Effettuare periodicamente (cadenza mensile) le seguenti operazioni:

- Freni: verificare lo stato dei tamponi ed il serraggio dei bulloni di fissaggio del sistema frenante
- Ruote: verificare lo stato di usura delle ruote anteriori e posteriori
- Anelli di auto spinta : verificare il fissaggio alle ruote posteriori
- Forcelle anteriori: verificare il fissaggio al telaio e la facilità di rotazione



**società  
forniture  
ospedaliere s.r.l.**

SFO Srl  
Viale delle Milizie, 32  
00192 Roma – Italy  
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362  
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com  
P.IVA 00879611002  
R.E.A. 197618

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### PMN NEOS – PMN NEOS TR CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

Rev. 00

15/01/2016

#### MANUTENZIONE (segue)

- Braccioli: verificare lo stato di usura delle imbottiture ed il fissaggio al telaio
- Tele della seduta e dello schienale: verificare la tensione e la funzionalità, la presenza di tagli o lacerazioni dovute all'usura
- Pedane poggipiedi: verificare che non presentino rotture e che siano correttamente fissate ai supporti

#### CONFEZIONAMENTO

Polietilene + scatola cartone con marchio PMN Mobility contenente manuale di istruzioni

