


# LAMAGNETO PRO

LaMagneto Pro è il dispositivo per magnetoterapia ideale per chi ha un familiare con difficoltà nell'uso di dispositivi elettromedicali, grazie alla possibilità di preimpostare le terapie e avviarle in seguito con un solo click.

## CARATTERISTICHE

- ✓ Due canali indipendenti
- ✓ Display a colori
- ✓ Intensità del campo magnetico fino a 200 gauss per canale
- ✓ Frequenza da 1 a 120 Hz
- ✓ 63 programmi presenti
- ✓ Doppio utente
- ✓ Elenco "Ultimi 10" programmi utilizzati
- ✓ Modalità "Blocco" programma
- ✓ Contatore terapie eseguite ed ore di utilizzo complessive



CND Z120606  
REP 1774170/S

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

LaMagneto Pro è un dispositivo medico certificato CE1936

## PROGRAMMI

01 Osteoporosi	22 Lesione cartilaginea	43 Notturno 15 Hz
02 Artrosi	23 Lesione legamento	44 Notturno 50 Hz
03 Artrite	24 Edema osseo	45 Notturno 75 Hz
04 Artrosi cervicale	25 Tendinite	46 Scansione automatica (Autoscan)
05 Dolori articolari	26 Condropatia	47 Tratt. 1 Hz
06 Cervicalgia	27 Antinfiammatorio	48 Tratt. 3 Hz
07 Dolore cronico	28 Colpo di frusta	49 Tratt. 5 Hz
08 Fratture	29 Cicatrizzazione	40 Tratt. 8 Hz
09 Epicondilita	30 Ulcere cutanee	51 Tratt. 10 Hz
10 Epitrocleite	31 Discopatia	52 Tratt. 15 Hz
11 Pseudoartrosi	32 Mialgia	53 Tratt. 16 Hz
12 Lombalgia	33 Neuropatia	54 Tratt. 20 Hz
13 Dolore lombo-sacrale	34 Strappo muscolare	55 Tratt. 30 Hz
14 Artrosi spalla	35 Crampo muscolare	56 Tratt. 50 Hz
15 Artrosi ginocchio	36 Rizartrosi	57 Tratt. 50 Hz
16 Periartrite scapolo omerale	37 Sindrome da impingement	58 Tratt. 60 Hz
17 Coxartrosi	38 Sindrome del tunnel carpale	59 Tratt. 70 Hz
18 Atrofie muscolari	39 Protesi titanio	60 Tratt. 75 Hz
19 Trattamento muscolare	40 Cuffia dei rotatori	61 Tratt. 80 Hz
20 Osteonecrosi	41 Tunnel tarsale	62 Tratt. 90 Hz
21 Algodistrofia	42 Notturno 1 Hz	63 Tratt. 100 Hz

# LAMAGNETO PRO

## DOTAZIONE

- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ Un applicatore a fascia con 3 solenoidi
- ✓ Un applicatore professionale con coppia di solenoidi
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Magnete per verifica esecuzione terapia
- ✓ Borsa per il trasporto
- ✓ Tre fasce in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm



**DIMENSIONI DISPOSITIVO** 180 x 110 x 50 mm

## FAQ

### COME AGISCE LA MAGNETOTERAPIA?

L'efficacia della magnetoterapia si basa in particolare sulla pulsazione del campo elettromagnetico che viene attivato e disattivato alternativamente in rapida sequenza. Questo meccanismo condiziona la cellula che viene stimolata dalla sequenza di campi elettromagnetici. Questi a loro volta cedono energia alla cellula ripristinando l'equilibrio elettrico. Le modificazioni biologiche indotte dai campi magnetici su membrane biologiche, cellule e vasi determinano effetti terapeutici quali: antinfiammatorio, antiedemigeno e stimolante della riparazione tissutale. Il rilassamento della muscolatura ottenuto con la magnetoterapia favorisce il miglioramento della microcircolazione. Le fibre lisce si rilassano e si produce un effetto di vasodilatazione. Il rilascio di endorfine contribuisce ad elevare la soglia del dolore ed una leggera iperemia produce un effetto antinfiammatorio.

### LA MAGNETOTERAPIA È DAVVERO EFFICACE?

La magnetoterapia rappresenta da decenni una terapia consolidata e dall'efficacia universalmente riconosciuta. Esistono migliaia di studi clinici in letteratura che riportano l'efficacia della magnetoterapia nel trattamento delle patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico.

### LA MAGNETOTERAPIA HA CONTROINDICAZIONI?

La magnetoterapia è una delle terapie fisiche con il minor numero di controindicazioni come viene evidenziato anche dai numerosi studi clinici effettuati sui campi elettromagnetici pulsati. Vanno rispettate alcune avvertenze di base indicate nei manuali d'uso che riguardano: gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, malattie virali in fase acuta, micosi, cardiopatici, tumori, aritmie gravi, portatori di pacemaker, bambini, portatori di protesi magnetizzabili, infezioni acute ed epilettici. (Salvo diverse prescrizioni mediche).

### PER QUANTO TEMPO DEVO FARE TERAPIA?

Per un buon trattamento di magnetoterapia è fondamentale consultare prima di tutto il proprio medico per identificare la patologia di cui si soffre. In generale la magnetoterapia richiede tempi di trattamento medio-lunghi. Si consiglia di eseguire cicli di 45-90 giorni (o superiori) della durata minima di 2-4 ore giornaliere, salvo diverse indicazioni da parte del medico. Se necessario è possibile ripetere il trattamento più volte durante l'anno. Per esempio in caso di artrosi, artriti, osteoporosi e dolori articolari. Non esistono rischi di sovradosaggio. Infatti, come nel caso di trattamenti per l'osteoporosi è possibile fare terapia notturna anche per 8 ore consecutive.